

iQalte、DentalHubをご利用のユーザー様へ

いつもDental XRファミリーをご利用いただき、誠にありがとうございます。

先日もご案内させていただきました通り、これまで幅広いiPadOSバージョンで利用していただけるよう開発を進めてきましたが、セキュリティ強化やシステム変更、新機能追加などに対応させることができなくなってきました。

そのため、使用可能なiPad OSを発表から3~5年以内とし、安定性の向上や新テクノロジーの導入を行い、より魅力的なソフト作りを進めていきたいと思っております。

2022年秋以降、iPadOS9、10のiPadで、iQalte、DentalHubの利用ができなくなります。

対象のiPadをご利用のユーザー様は買い替えのご準備をお願いいたします。

【対象の利用不可iPad】

- iPad 2 (2011年販売)
- iPad 3 (2012年前期販売)
- iPad 4 (2012年後期販売)
- iPad mini (第1世代/2012年販売)

PlanetToolBox

アクティベート このMacのIPアドレス セキュリティーコード

DentalXR 利用できます DentalHub 利用できます iQalte 利用できます

お知らせ 前回 現在 シンプルモード 詳細モード ?

最新iOSにアプリ未対応
iOSのアップデートをお控えください

最新環境

	PDE				
Ver	5.6.5	3.4.5	4.4.0	3.0.0	1.3.6
対応OS範囲	10.8 - 11	9.0 - 14.x	9.0 - 14.x	9.0 - 14.x	13.0 - 14.x

院内状況

Mac名	モデル	iOS				
planet10.15						
1 iPad	iPad 2018	13.5.1	3.4.4	4.3.2	3.0.0	1.3.5
2 iPad	iPad Mini	9.3.5	3.4.5	4.1.3	2.2.5	
3 iPad	iPad 4	10.3.3	3.4.5		2.2.13	

iQalte、DentalHubをご利用のユーザー様は、サーバのPlanetToolBoxにて、お使いのiPadのモデルをご確認ください。ご不明な点や、ご要望などがございましたら、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

【カスタマーサービスセンター】
フリーダイヤル 0120-803-001